

Presentación de novedades de
Laboratorios López Valero S.L.
en la **Feria Higienalia PULIRE**,
Feria de la Limpieza e Higiene Profesional.
Valencia 31/01 -02/02,2012

The logo for Hygienalia PULIRE, with "Hygienalia" in a blue sans-serif font and "PULIRE" in a larger, bold blue font below it. A small circular icon is positioned above the "i" in "Hygienalia".

Hygienalia
PULIRE

A partial view of a blue water tap with a white handle.

Visítenos en Higienalia+Pulire
Del 31 Enero al 2 Febrero 2012



Gel líquido SANIA plus espuma

Gel líquido de proyección de espuma para la higiene de la piel de manos, antebrazos y para su utilización en ducha y baño.

Muy alto rendimiento. Su recambio de 800 ml proporciona más de 2000 dosis de gel espuma para una limpieza dérmica efectiva, sencilla y agradable, los componentes de su formulación están ajustados a la dosis que administra el dosificador.

Dosificador extraordinariamente resistente. Pulsador accionable mediante antebrazo (industria alimentaria). Bomba de proyección de espuma reutilizable con la disminución de costes económicos que implica.




Crema Desengrasante con micropartículas

Limpieza de manos y antebrazos en actividades donde la suciedad es de naturaleza hidrófoba lo que hace difícil su eliminación mediante productos tensioactivos (talleres, etc.).

Formatos: botellas de 500 cc con tapón dosificador y bidón 5 L. con soporte de acero inoxidable para su sustentación en pared próxima al lugar de su uso y dosificador para una optimización de la dispensación.

Excipiente crema, lo que le confiere extraordinarias características protectoras epidérmicas. Contiene partículas plásticas para potenciación del efecto de arrastre.





Desengrasante Desinfectante NT-23-HA Neutro Espumante.

Alta eficacia en su aplicación “dos en uno”, tanto en limpieza como en desinfección fungobacteriana. Código HA (industria alimentaria). Disminución de costes en consumo de productos y en tiempos de aplicación.

Formatos: bidón 10 Kg. y bag in box 10 Kg con grifo

Dosificación: manual o automática.

Aplicación: manual, proyección de espuma, rociado, etc.


Ausencia de pictogramas de peligrosidad tanto para medio ambiente como para usuarios



En el Pabellón 7 de la Feria estaremos a su disposición en el Stand B-37 para informar de

*nuestras gamas de productos para la higiene de personal; limpieza y desinfección, y otros tratamientos de superficies de industria alimentaria

*nuestros servicios: controles microbiológicos de superficies, formación, asesoría en desarrollo documental, etc.



LABORATORIOS LOPEZ VALERO, S.L.

Accesos a la Feria

hipervínculo



Visitenos en Hygienalia+Pulire
Del 31 Enero al 2 Febrero 2012

Laboratorios López Valero S.L.
c/ Villa de Madrid 15
46988 Paterna (Valencia)
Tel: 961 322 050 Fax: 961 340 484
info@lablopezvalero.com
www.lablopezvalero.com

hipervínculo



LABORATORIOS LOPEZ VALERO, S.L.

DE AEROPUERTO
DE MADRID N-III
DE CASTELLÓN A-7
DE BARCELONA A-7
DE ALICANTE A-7
DESDE BY - PASS
CV-35 SALIDA 5
FROM AIRPORT
FROM MADRID N-III
FROM CASTELLÓN A-7
FROM BARCELONA A-7
FROM ALICANTE A-7
FROM BY - PASS
CV-35 EXIT 5

DE CASTELLÓN
DE MADRID
DE BARCELONA
DE ALICANTE
DESDE BY - PASS
FROM CASTELLÓN
FROM MADRID
FROM BARCELONA
FROM ALICANTE

R.T.V.V.
CANAL 9

Pabellón 7 entrada

